



PROTEK 8

Masque barrière à Usage Non Sanitaire (UNS)

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle Royal Mer s'est portée volontaire dans le développement d'un masque barrière à destination du grand public.

La direction de Royal Mer a su mobiliser ses équipes, son savoir-faire et ses équipements dans la création d'un masque de protection, complémentaire aux gestes barrières et aux règles de distanciation sociale.

Description

Conformément à la **note d'information interministérielle du 29 mars 2020** relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires, le matériau en maille du masque *PROTEK 8* présente une perméabilité à l'air ainsi que des performances en efficacité de protection compatibles avec un usage de type masque de **Catégorie 2** (masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques)

Il est destiné aux personnes saines ne présentant pas les symptômes d'une infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Il doit être utilisé dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Il n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Domaine d'application

Son port limité à une demi-journée permet de constituer une protection contre les projections vers l'extérieur pour les personnes se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger la zone de la bouche et du nez contre tout contact avec les mains.

L'utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile pour se rendre sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés. Ce dispositif peut contribuer à la protection de l'ensemble d'un groupe portant ce masque.

Sauf disposition contraire prévue dans la réglementation, le port du masque barrière n'est pas obligatoire.

Dans le cadre d'une situation de travail, il appartient à l'employeur d'informer l'utilisateur des conditions d'utilisation du masque *PROTEK 8* ainsi que des mesures barrières complémentaires. **L'équipement est placé sous l'autorité et la responsabilité du remettant du masque.** Il est recommandé de fournir à chaque utilisateur la notice des masques barrières.

Performances

Mesures selon essais réalisés conformément au protocole décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 :

Cas d'usage		Rétention des projections (1)
Caractéristiques PROTEK 8		Mesure
Perméabilité à l'air (en L.m-2.s-1)	A dépression 100 Pa	125
Efficacité de protection aux aérosols (en %)	Particules 3 µm	89,9
	Particules 1 µm	75,9

(1) Usage rétention des projections : flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration

Mise en place du masque

Le masque *PROTEK 8* est composé d'une couche en tissu 100% coton, une couche polyester, et une couche adhésive polyester non tissé (tissu filtrant, résistant aux manipulations, à l'usure et aux méthodes de nettoyage) le tout formant une pièce faciale recouvrant la bouche, le nez et le menton, ainsi qu'un jeu d'élastiques, destiné à le maintenir sur la tête.

Pour une utilisation efficace, le masque doit être correctement porté. Il est conseillé de l'utiliser sur une peau nue, rasée, sans la présence de cheveux.

Avant toute utilisation, le porteur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Il est également recommandé de laver le masque avant sa première utilisation (voir condition d'entretien ci-dessous) et de ne pas toucher la partie centrale du masque.

Placer le masque sur le visage de manière à couvrir le nez et la bouche ; puis passer les élastiques vers l'extérieur, de part et d'autre des oreilles. Abaisser le bas du masque sous le menton et veillez à ce qu'il le couvre.

Pour vérifier si le masque est correctement installé, contrôler l'étanchéité et la gêne respiratoire. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

Une fois le masque installé, ne plus le toucher avec les mains et éviter de le déplacer. Chaque fois que le porteur touche le masque ou le retire, il doit laver ses mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Il est préconisé d'utiliser le masque pour une **durée d'utilisation maximale de 4 heures par jour**, et de le **laver entre chaque utilisation**.



Masque barrière PROTEK 8 porté

Conseils d'entretien

Le masque barrière est conçu pour être **réutilisable**.

Il est recommandé au porteur de **laver le masque avant sa première utilisation**. Le masque est lavable en machine à une température de lavage de 60°, programme coton, pour un cycle de lavage (mouillage, lavage, rinçage) de minimum 30 minutes. Le porteur du masque doit vérifier la non-toxicité des produits utilisés afin de ne pas dégrader le masque ou d'inhaler des résidus toxiques.

Blanchiment interdit.

L'utilisation d'un adoucissant et le port d'un masque mouillé sont à proscrire.

Avertissements

Le masque constitue une mesure complémentaire des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, essentiels à la lutte contre les infections virales. Il n'exonère absolument pas le porteur de l'application de ces gestes et de ces règles. Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

Le masque n'est pas un dispositif médical destiné à être utilisé par les personnels de santé ainsi que pour une protection vis-à-vis de produits chimiques.

En cas de détection de tout dommage du masque (usure, déformation, ...) celui-ci est considéré comme non conforme. Un masque non conforme ou usager doit être jeté dans une poubelle fermée munie d'un sac plastique.

Contact distribution

REAL STAMM – ROYAL MER, Route de Beaupréau ZA des Treize Vents 44330 La Regrippière